

GEBRAUCHSANWEISUNG

DERMIEL®

Ohrtropfen

Zusammensetzung

Propylenglykol, Honig, gereinigtes Wasser, Polysorbat 80, Hydroxyethylcellulose

BESCHREIBUNG

Ohrtropfen, hellgelbe viskose Flüssigkeit

ANWENDUNG

Zur Unterstützung bei der Behandlung von Rötungen und empfindlichen Stellen im Gehörgang Dermiel Ohrtropfen unterstützen die Heilung der Haut.

WIRKUNG

Dermiel Ohrtropfen enthalten Honig und Propylenglykol. Dank der Zusammensetzung passen sich die Tropfen gut dem Gehörgang an, womit ein optimaler Schutz und eine lange Wirkung gegeben sind.

Honig besitzt einen niedrigen pH-Wert und enthält das Enzym Glukose-Oxidase (GOX). Dieses Enzym produziert bei Kontakt mit Feuchtigkeit für einen längeren Zeitraum kleine Mengen Wasserstoffperoxid. Honig hat daneben auch einen beruhigenden Effekt auf die Haut.

KONTRAINDIKATION(EN), NEBENWIRKUNG(EN)

UND/ODER SPEZIELLE VORSICHTSMAßNAHMEN


Nicht bei Tieren verwenden, deren Trommelfell beschädigt ist.

GEBRAUCH

Für einen Zeitraum von 7 bis 14 Tagen, 1x pro Tag im Ohr anbringen.

ANWEISUNGEN FÜR EINE RICHTIGE ANWENDUNG

- 1 Drehen Sie die komplette Kanüle von der Tube.
- 2 Drehen Sie die Spitze um und stechen Sie eine Öffnung in die Tube.
- 3 Drehen Sie die Kanüle auf die Tube.
- 4 Entfernen Sie die Spitze von der Kanüle.
- 5 Drücken Sie die Flüssigkeit vorsichtig in den äußeren Gehörgang, indem Sie leicht auf die Tube drücken.
- 6 Nach der Anwendung verschließen Sie die Kanüle wieder mit der Spitze.



Nach der Anwendung kann der Gehöreingang kurz und vorsichtig massiert werden, damit das Mittel sich besser im gesamten Gehörgang verteilen kann. Bei der Anwendung bei mehreren Tieren, benutzen Sie bitte eine Tube pro Tier.

LAGERUNG

Nicht über 25°C lagern.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nur für die Verwendung bei Tieren geeignet.

VERPACKUNG

Tube (20 ml) mit Applikator